

Toraysee® for CE の清拭能力

清拭方法

終業時に透析機器タッチパネルを清拭。

- 水道水含浸ガーゼ…1台を1枚で清拭
- 水道水含浸トレシー…1台清拭(これを1回とカウント)
- 第四級アンモニウム塩含有環境クロス…1台を1枚で清拭

トレシーの洗浄消毒

7回清拭後、当院器具消毒の規定である200ppm次亜塩素酸ナトリウムに3分浸漬し、水道水にて洗浄後、乾燥させて継続使用。

トレシーの継続使用の回数

1回、50回、100回、200回、の4パターンに設定。

結果

継続使用が50回程度であれば、Toraysee®は新品使用時と同等の性能があると示唆された。継続使用が50回以上であっても、200回までは、当院従来の清拭方法や環境クロスよりも高い清拭性能を示した。

